



Stéthoscopes  
**Littmann®**

Communiquez avec nous afin d'obtenir des prix :  
<https://stevensveterinary.com/contact-us>

# Le moment est venu.

## Mettez à niveau votre Stéthoscope Littmann® 3M<sup>MC</sup>

Votre stéthoscope vous a aidé à examiner des centaines de patients et à entendre des milliers de battements de cœur et de sons. Il est temps de remplacer l'un de vos instruments médicaux les plus utilisés. Voici quelques raisons d'investir dans un nouveau Stéthoscope Littmann® 3M<sup>MC</sup>.

### Améliorer :

De nouveaux modèles de Stéthoscopes Littmann® 3M<sup>MC</sup> sont offerts. Les Stéthoscopes Cardiology IV<sup>MC</sup> et Classic III<sup>MC</sup> ont une membrane monopiece, une tubulure de nouvelle génération et des éléments acoustiques améliorés. Si vous n'étiez pas au courant, c'est le moment de voir et d'entendre ce que vous avez manqué. La tubulure de nouvelle génération, par exemple, offre une résistance accrue aux huiles cutanées, à l'alcool et aux taches de manière à en prolonger la durée utile.

### Investir :

Le fait de garder son stéthoscope à jour constitue un investissement important dans votre avenir. Au moment de l'auscultation, vos collègues entendent-ils des choses que vous n'entendez pas? Les essais diagnostiques de pointe révèlent-ils des choses que vous avez manquées? Si cela vous semble être le cas, c'est qu'il est temps de changer de stéthoscope.

### Personnaliser :

Des dizaines de combinaisons de couleurs et de finis sont possibles. Choisissez celle qui personnalisera votre Stéthoscope Littmann® 3M<sup>MC</sup> à votre image.

### Croître :

Il n'est pas toujours pratique d'emporter votre stéthoscope avec vous pendant vos déplacements. Pour vous assurer de toujours en avoir un sous la main, achetez-en plusieurs. Gardez-en un au bureau, un dans la voiture et un dans votre sac.

### Changer :


Le moment est venu. Vous avez votre stéthoscope depuis des années et vous en voulez un neuf.

\*L'offre est valide pour une durée limitée seulement pour certains distributeurs de Stéthoscopes Littmann® 3M<sup>MC</sup> autorisés. Le programme de mise à niveau sera en vigueur du 1<sup>er</sup> octobre 2018 au 31 décembre 2018. L'offre est en vigueur uniquement au Canada. 3M se réserve le droit de modifier ou d'annuler la présente promotion à tout moment et sans préavis. D'autres conditions s'appliquent. Communiquez avec votre distributeur autorisé des Stéthoscopes Littmann® 3M<sup>MC</sup> pour connaître toutes les conditions.



## Prêt à changer de stéthoscope?

- ✓ Communiquez avec votre distributeur de Stéthoscopes Littmann® 3M<sup>MC</sup> autorisé entre le **1<sup>er</sup> octobre 2018 et le 31 décembre 2018** pour en savoir plus sur le programme de mise à niveau.\*
- ✓ Procurez-vous un meilleur stéthoscope et recevez une étiquette de nom Stéthoscopes Littmann® 3M<sup>MC</sup> sans frais supplémentaires.\*



# Renseignements pour commander et guide des couleurs de tubes pour Stéthoscopes Littmann® 3M<sup>MC</sup>



		Noir	Bourgogne	Bleu marine	Vert forêt	Prune	Chocolat	Gris	Bleu ciel	Framboise	Bleu des Caraïbes	Rose perlé	Vert olive foncé	Lavande	Turquoise	Citron-limette	
Série Cardiology	Stéthoscope Cardiology IV <sup>MC</sup>	56 cm (22 po)	6151														
	69 cm (27 po)	6152 6162 <sup>7</sup> 6163 <sup>9</sup> 6164 <sup>8</sup> 6165 <sup>9</sup> 6177 <sup>10</sup> 6179 <sup>11</sup>	6176 <sup>11</sup> 6170 <sup>10</sup>	6154 6168 <sup>6</sup>	6155	6156 6166 <sup>7</sup>				6158 6178 <sup>7</sup>	6190 <sup>11</sup> 6169 <sup>10</sup>				6171 <sup>7</sup>		
Série Classic	Stéthoscope Classic III <sup>MC</sup>	69 cm (27 po)	5861 <sup>11</sup> 5620 5803 <sup>1</sup> 5811 <sup>13</sup> 5870 <sup>9</sup>	5627 5868 <sup>6</sup> 5864 <sup>4</sup>	5622 5867 <sup>6</sup> 5863 <sup>10</sup>	5831	5809 <sup>2</sup>	5621	5630	5806 <sup>5</sup> 5871 <sup>4</sup> 5862 <sup>10</sup>	5623 5807 <sup>5</sup> 5869 <sup>9</sup>	5633	5812 <sup>3</sup>	5832 5865 <sup>10</sup>	5835	5839	

Des combinaisons spéciales de fini de pavillon et de tubes auriculaires sont offertes pour certains Stéthoscopes Littmann® 3M<sup>TM</sup>. Voir ci-dessus pour connaître les choix de couleur des tubes auriculaires.



1 Édition noire – pavillon et tubes auriculaires noirs.



2 Édition fini cuivre – pavillon et tubes auriculaires au fini cuivre.



3 Édition fini fumée – pavillon et tubes auriculaires au fini fumée.



4 Édition fini fumée – pavillon aux couleurs de fumée et tubes auriculaires au fini noir.



5 Édition arc-en-ciel – pavillon aux couleurs de l'arc-en-ciel et tubes auriculaires au fini laiton.



6 Édition noire – pavillon, corps et tubes auriculaires au fini noir.



7 Édition laiton – pavillon au fini laiton et corps et tubes auriculaires au fini fumée.



8 Édition miroir – pavillon au fini miroir et corps et tubes auriculaires au fini en acier inoxydable.



9 Édition fini cuivre – pavillon et tubes auriculaires au fini cuivre.



10 Édition fini fumée – pavillon aux couleurs de fumée et tubes auriculaires au fini noir.



11 Édition arc-en-ciel – pavillon au fini arc-en-ciel et corps et tubes auriculaires au fini noir.



12 Édition fumée – pavillon, corps et tubes auriculaires au fini fumée.



13 Édition arc-en-ciel – pavillon au fini arc-en-ciel et corps et tubes auriculaires au fini noir.



14 Édition champagne – pavillon au fini champagne et corps et tubes auriculaires au fini fumée.

Les stéthoscopes pour l'enseignement (2138 et 2139), ainsi que le stéthoscope vétérinaire (1392) sont également offerts. Les couleurs illustrées sont approximatives.

Produits offerts au Canada par

Soins de santé 3M

Division des solutions médicales  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
1 800 364-3577  
www.littmann.ca

Soins de santé 3M  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144  
É.-U.

3M, Littmann, le sceau de qualité Littmann, Classic III, Cardiology IV et le logo L de Littmann sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.  
© 2018, 3M. Tous droits réservés. 1809-12972 F

**3M**  
Stéthoscopes  
**Littmann®**